

UPUTSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA VODE

U Odseku za higijenu voda Centra za higijenu i humanu ekologiju građani mogu dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocene zdravstvene ispravnosti vode za piće, kao i za sve druge potrebe.

Dešava se da zbog nepravilnog uzimanja uzoraka, nepravilnog čuvanja uzoraka ili dužine čuvanja uzoraka nismo u mogućnosti da izvršimo tražene analize.

Veoma je važno početi sa analizama što pre nakon uzorkovanja (istog dana), kao i da je uzorak uzet u propisnu ambalažu.

Ambalaža za uzorkovanje

Sterilna boca od 500 ml za mikrobiološka ispitivanja, odnosno druga propisana ambalaža za fizičko-hemijska ispitivanja u dogovoru nadležnim Odseka za higijenu voda.

Ambalaža za uzorkovanje se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji (soba 124) Centra za higijenu i humanu ekologiju svakog radnog dana od 8 do 14h.

Uzorkovanje vode iz slavine

NIKAKO ISPIRATI BOCU PRE UZORKOVANJA

1. Pre uzorkovanja ukloniti nastavke sa slavine ukoliko postoje (npr. gumeno crevo, mrežicu...);
2. Pustiti da hladna voda teče 5-10 minuta;
3. Zatvoriti vodu na slavini;
4. Upaljačem oprezno spaliti otvor slavine;
5. Otvoriti vodu;
6. Skinuti čep sa sterilne boce pazeći da ne dođe do sekundarnog zagađenja: boce, poklopca i slavine (ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji deo poklopca boce ili čepa i otvor slavine);
7. Postaviti bocu neposredno ispod izlivnog mjesta (slavine) i napuniti je tako da ostane oko 5 cm vazduha u boci – NE NAPUNITI DO VRHA BOCE.
8. Uzorak dostaviti u Prijemnu kancelariju istog dana u roku od 6 sati nakon uzimanja, a najkasnije do 13h kako bi se uzorak obradio isti dan. Ukoliko to nije moguće staviti uzorak u frižider na +4°C, te ga obavezno dostaviti što ranije sledećeg dana.

Prijem uzoraka: od ponedeljka do četvrtka od 8 do 13h.

Preuzimanje Izveštaja o ispitivanju (nalaza): svaki radni dan od 8 do 13h.

Trajanje analize: najmanje 5 dana.

Cena analize: prema Odluci o cenama usluga koje Zavod samostalno utvrđuje na dan vršenja usluga.