

OPŠTI PODACI O PREDMETU NABAVKE

Naziv:	ULUGA SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME I OPREME ZA ŽIVOTNU SREDINU
Referentni broj:	OSU-I/2023
Vrsta predmeta nabavke:	Usluge

Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija.

1 Partija 1 Partija 1. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Autoklav tip – „500 Sutjeska“ AUTOKLAV Raypa, AUTOKLAV Selecta

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

2 Partija 2. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Sterilizatori: „Nuve“ , „Blue line –Ecocel“ i „Memmert“

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

3 Partija 3. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje Termostatskih komora, inkubatora, vodenih kupatila

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

4 Partija 4. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i kontrola aparata - Mini Vidas „Blue Analyser BioMerieux“

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

5 Partija 5. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Biološki biobezbednosni kabinet sa laminarnim protokom "ESCo"

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

6 Partija 6. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova – Sistem za prečišćavanje vode (Elix 10 UV Essential) Merck – Millipore

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

7 Partija 7. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova, validacija –pH metar, pH/ion metar proizvođač „Metrohm“ i Pehametar „Hanna“

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

8 Partija 8. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Atomsko apsorpcioni spektrofotometar, hidridni generator, gasni hromatograf

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

9 "Partija 9. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i validacija - Gasni hromatograf, maseni spektrometar, split/splitless injekcioni sistem, Termalno desorpcioni injector, Spektrofotometar Agilent Cary 60"

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

10 Partija 10. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Primarni merači protoka, Pumpe za uzorkovanje vazduha, Reflektometar, „ELSTER“ G-25

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

11 11. Partija: Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje Komora za termostatanje Aqua Lytic, Laboratorijski rešo sa manuelnom regulacijom VIMS – elektrik, Sistem za ekstrakciju po Soxhlet-u Behr Labor – Technik

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

12 Partija 12. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje Mikrotalasna peč za digestiju „MILESTONE SK-10“

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

13 Partija 13. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova, etaloniranje, kalibracija – Mass Flow metar Sierra Instruments, Generator vodonika i vazduha SONIMIX 3080, Automatski analizator za PM 10 i PM 2,5 GRIMM 180, Automatski analizator za BTEX PCF ELETTRONICA, Uzorkivači ukupnih suspendovanih čestica Sven Leckel, Automatski analizator

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

14 Partija 14. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje - Perkin Elmer , GERHARDT, WTW Xylem

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

15 Partija 15. Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova - Termoreaktor „STUART“, Vakum uparivač „Heidolph“, Fotometar „Lovibond“, - Bezplameni sterilizator

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

16 Partija 16: Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova - sistem za održavanje stabilnih ambijentalnih uslova (temperature i vlage) u sobi za vaganje

Opis:

Servisiranje, popravka, zamena rezervnih delova i etaloniranje

Ostale napomene

Nabavka usluge servisiranja i popravke laboratorijske opreme i opreme za životnu sredinu